

CLASSIC HOSPITEX-UNTERLAGE



Liegefläche: weißes hautfreundliches Polyestergewirk geraut
Saugvlies: sehr saugfähig (2.100 ml), krumpft und verrutscht nicht
Rückseite: PES-Gewirke, blau, innen mit PUR-Beschichtung

Format: 75 x 85 cm

HOSPITEX-Unterlage CLASSIC PLUS

Konfektion: wie oben, jedoch mit je 50 cm Seitenteilen zum Fixieren

Material:

hellblaues Polyestergewirk, angeraut,
Beschichtung aus Polyurethan (PU)
Fasermischung - Nadelvlies
weißes Polyestergewirk, geraut
Rückseite und Saugvlies sind miteinander verschweißt (laminiert),
die Liegefläche ist mit dem Saugvlies in Wellensteppung versteppt,
die gesamte Unterlage ist ringsum besonders haltbar gekettelt
kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex, ohne Formaldehyd

Eigenschaften:

wasserdichte Rückseite aus PU (Polyurethan)
wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv)
rutschfest durch geraute Rückseite
abgerundete Ecken
beständig gegen Urin, Salben etc.
kochfest, tumblerfest (bis max. 130° C)
geringes Gewicht, dadurch Reduzierung der Waschkosten
gut stapelbar
geringer Platzbedarf im Lager/Vorrat/Etagenwagen
keine Peelingbildung auf der Rückseite oder auf der Liegefläche
immer ein ästhetisches, gepflegtes Aussehen