

BETTUNTERLAGE FUSION



Volllaminiert ohne Oberflächennähte 89x89 cm

Das ultradünne Profil beeinflusst kaum die Wirkung von Antidekubitusmatratzen. Der Verzicht auf Steppnähte vermindert zusätzlich das Dekubitusrisiko. Die großen quadratischen Abmessungen reduzieren die Häufigkeit des Bettenmachens und bieten somit wirtschaftliche Vorteile. Die STAY DRY Oberfläche verhindert ein Rücknässen.

Saugleistung: ca. 2400 ml
Gesamtgewicht: 485g

Konstruktion:

Liegefläche aus Spezialpolyester-Gewirk mit dem Saugvlies ohne Nähte laminiert.
Farbe türkis.

Unterseite aus Polyestergewirk mit PUR-Beschichtung und Saugvlies sind miteinander verschweißt (laminiert), daher kein Verrutschen
Farbe hellblau.

Eigenschaften:

wasserdichte Rückseite aus PU (Polyurethan)
wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv)
rutschfest durch geraute Rückseite
beständig gegen Urin, Salben etc.
kochfest, tumblerfest
geringes Gewicht, dadurch Reduzierung der Waschkosten
gut stapelbar
keine Peelingbildung auf der Rückseite oder auf der Liegefläche
die farbige Liegefläche verringert die Fleckempfindlichkeit,
kein Vergrauen, immer ein ästhetisches, gepflegtes Aussehen
kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex, ohne Formaldehyd