

## BETTUNTERLAGE FUSION



### **Volllaminiert ohne Oberflächennähte 89x89 cm**

Das ultradünne Profil beeinflusst kaum die Wirkung von Antidekubitusmatratzen. Der Verzicht auf Steppnähte vermindert zusätzlich das Dekubitusrisiko. Die großen quadratischen Abmessungen reduzieren die Häufigkeit des Bettenmachens und bieten somit wirtschaftliche Vorteile. Die STAY DRY Oberfläche verhindert ein Rücknässen.

Saugleistung: ca. 2100 ml  
Gesamtgewicht: 485g

### **Konstruktion:**

Liegefläche aus Spezialpolyester-Gewirk mit dem Saugvlies ohne Nähte laminiert.  
Farbe türkis.

Unterseite aus Polyestergewirk mit PUR-Beschichtung und Saugvlies sind miteinander verschweißt (laminiert), daher kein Verrutschen  
Farbe hellblau.

### **Eigenschaften:**

wasserdichte Rückseite aus PU (Polyurethan)  
wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv)  
rutschfest durch geraute Rückseite  
beständig gegen Urin, Salben etc.  
kochfest, tumblerfest  
geringes Gewicht, dadurch Reduzierung der Washkosten  
gut stapelbar  
keine Peelingbildung auf der Rückseite oder auf der Liegefläche  
die farbige Liegefläche verringert die Fleckempfindlichkeit,  
kein Vergrauen, immer ein ästhetisches, gepflegtes Aussehen  
kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex, ohne Formaldehyd