

HOSPITEX-UNTERLAGE SUPER DRY



Liegefläche: weiche, besonders hautfreundliche Oberfläche verhindert ein Rücknässen und bleibt auch nach vielen Kochwäschen weich und frei von Peelings
Saugvlies: enorm saugfähig (2.400 ml) krumpft und verrutscht nicht
Rückseite: PES-Gewirke, blau, innen mit PUR-Beschichtung
Format: 75 x 85 cm

HOSPITEX-Unterlage SUPER DRY PLUS

Konfektion: wie zuvor beschrieben, jedoch mit je 50 cm Seitenteilen zum Fixieren

Material:

Farbe hellblau, Polyestergewirk, angeraut,
Beschichtung aus Polyurethan (PU)
Fasermischung
Farbe türkis, Spezialpolyester-Gewirk aus Microfasern
Rückseite und Saugvlies sind miteinander verschweißt (laminiert),
die Liegefläche ist mit dem Saugvlies in Wellensteppung versteppt,
die gesamte Unterlage ist ringsum besonders haltbar gekettelt
kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex, ohne Formaldehyd

Eigenschaften:

wasserdichte Rückseite aus PU (Polyurethan)
wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv)
rutschfest durch geraute Rückseite
abgerundete Ecken
beständig gegen Urin, Salben etc.
kochfest, tumblerfest (bis max. 130° C)
geringes Gewicht, dadurch Reduzierung der Washkosten
gut stapelbar
geringer Platzbedarf im Lager/Vorrat/Etagenwagen
keine Peelingbildung auf der Rückseite oder auf der Liegefläche
die farbige Liegefläche verringert die Fleckempfindlichkeit,
kein Vergrauen, immer ein ästhetisches, gepflegtes Aussehen