



## HYGIENEBEZUG RHOMBO-CARE® SEMY-JERSEY



Oberseite und Seitlich:	Polyurethan-kaschiertes PES-Textil Farbe: weiß
Unterseite:	Rand: Polyurethan-kaschiertes PES-Textil 100% Feinjersey, hellblau
Konfektion:	Verdeckter Reißverschluss an 3 Seiten

Eigenschaften: Kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, chemisch reinigungsbeständig, dampfsterilisierbar, beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.

### Technische Daten Hygienematerial:

Gewicht:	ISO 3801/5 1977	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft Kette	ISO 13934 1999	> 600 N/5 cm
Höchstzugkraft Schuss	ISO 13934 1999	> 180 N/5 cm
Weiterreissfestigkeit Kette	ISO 4874A1 1977	> 50 N
Weiterreissfestigkeit Schuss	ISO 4874A1 1977	> 35 N
Wasserdichtheit vor waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
Wasserdichtheit nach waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit:		ca. 500 g/m <sup>2</sup> d
Bakteriendicht:	ATCC 6538	OK
Schimmelbeständig	ATCC 9642	OK

Entsorgung: unbedenklich mit normalem Hausmüll