

RHOMBO-CARE® SEMY-PLUS MIT EVAKUIERUNGS-AUSSTATTUNG HYGIENEZUG



Der Bezug schützt die Matratze vor Einnässen und sichert eine schnelle Evakuierung von Patienten in Brand- und Gefahrensituationen. Im Handumdrehen wird der Patient mit den integrierten Sicherungsgurten fixiert. Mit den angebrachten Griffschlaufen am Bezug, kann der fixierte Patient samt Matratze durch eine Person evakuiert werden.

Evakuierung mit nur einer Person möglich
Stabile Transportschlaufen nach (DIN EN 1865:1999)
Belastung bis 2500N, ca. 120 kg Patientengewicht
Stabile Patienten Sicherungsgurte mit Klettverschluss
Gleitfähige Unterseite
Nach dem Einsatz muss der EVA-Bezug getauscht werden!

Oberseite und seitlich:

Polyurethan kaschiertes Textil – schwerentflammbar, Farbe dunkelblau
Flüssigkeitsundurchlässig, dampfdurchlässig, wischdesinfizierbar, kochwaschbar

Unterteil:

100% Polyester, Leinwandbindung, schwer entflammbar, mit seitlich angebrachten Gurtbändern incl. Klettverschluss. Auf der Unterseite – über die Länge - fest angenähte Gurtbänder incl. Griffschlaufen. Diese Bänder dienen zur Stabilisierung der Webware u. garantieren – im Bedarfsfalle - einen sicheren Transport der zu evakuierenden Person.
Beide Komponenten sind durch einen verdeckten Reißverschluss miteinander verbunden.

