

## RHOMBO-CARE® SEMY-PLUS MIT EVAKUIERUNGS-AUSSTATTUNG HYGIENEZUG



Der Bezug schützt die Matratze vor Einnässen und sichert eine schnelle Evakuierung von Patienten in Brand- und Gefahrensituationen. Im Handumdrehen wird der Patient mit den integrierten Sicherungsgurten fixiert. Mit den angebrachten Griffschlaufen am Bezug, kann der fixierte Patient samt Matratze durch eine Person evakuiert werden.

Leichte Handhabung – im Ernstfall jederzeit einsetzbar.

Evakuierung mit nur einer Person möglich

Stabile Transportschlaufen

Stabile Patienten Sicherungsgurte mit Klettverschluss

Gleitfähige Unterseite

### Oberseite und seitlich:

Polyurethan kaschiertes Textil – schwerentflammbar, Farbe dunkelblau

Flüssigkeitsundurchlässig, dampfdurchlässig, wischdesinfizierbar, kochwaschbar

### Unterteil:

100% Polyester, Leinwandbindung, schwer entflammbar, mit seitlich angebrachten Gurtbändern

incl. Klettverschluß. Auf der Unterseite – über die Länge - fest angenähte Gurtbänder incl.

Griffschlaufen. Diese Bänder dienen zur Stabilisierung der Webware u. garantieren – im Bedarfsfalle - einen sicheren Transport der zu evakuierenden Person.

Beide Komponenten sind durch einen verdeckten Reißverschluß miteinander verbunden.

