

## HYGIENEBEZUG Rhombo-Care® Semy



Rhomb-Care Semy ist ein qualitativ hochwertiger Hygienebezug aus einem polyurethankedierten PES-Jersey. Die mikrofeine atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Schlafklima und einen hohen Liegekomfort.

Verdeckter Reißverschluss an 3 Seiten für leichtes Einziehen.

### ▪ Eigenschaften:

Schwer entflammbar - BS 7175 (1989)  
kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, chemisch reinigungsbeständig, dampfsterilisierbar.  
Beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.

### ▪ Technische Daten Hygienematerial:

Gewicht	ISO 3801/5 1977	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft Kette	ISO 13934 1999	> 600 N/5 cm
Höchstzugkraft Schuss	ISO 13934 1999	> 180 N/5 cm
Weiterreissfestigkeit Kette	ISO 4874A1 1977	> 50 N
Weiterreissfestigkeit Schuss	ISO 4874A1 1977	> 35 N
Wasserdichtheit vor waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
Wasserdichtheit nach waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit		ca. 500 g/m <sup>2</sup> d
Bakteriendicht	ATCC 6538	OK
Schimmelbeständig	ATCC 9642	OK

### ▪ Entsorgung:

unbedenklich mit normalem Hausmüll

