

PFLEGE- / WENDEMATRATZE *Rhomb-Care® Therm ECO*

Wendematratze für unterschiedliche Liegebedürfnisse. Weiße Seite sorgt durch die patentierte **Rhomb-therm®** Stanzung für eine weiche Aufnahme der Körperkontur und eine gute Druckverteilung. Dunkle, feste Seite für Menschen die eine kompaktere Liegefläche bevorzugen bzw. auch bei höherem Körpergewicht. Der offene Aufbau fördert zudem ein trockenes Klima und erholsamen Schlaf.



Matratzenkonstruktion:

Material: 100% PU-Schaumstoff hergestellt im Kaltschaumverfahren, RG 40.
Oberseite: 4 cm **Rhomb-therm® green** mit Rahmenstanzung, fester Seitenrand.
Unterseite: 10 cm Kaltschaumkern mit 7-Zonen wellenförmigen Lammellenschnitt in der Oberschicht, RG 40

Bezug:

Ringsum-Hygienebezug SEMY – zweifarbig mit Wendeschlaufen.
 Kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, 3-seitiger Reißverschluss.
 Beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel
 Weiße Seite: = weicher
 Dunkle Seite: = fester

Art. Nr.: 65042112

90 x 200 x 14 cm

Empfohlen bis BMI 40