

PFLEGEMATRATZE *Rhomb-Care® Therm ECO*



Matratzenkonstruktion:

Material:	100% PU-Schaumstoff hergestellt im Kaltschaumverfahren,
Oberseite:	4 cm Rhombo- therm ® mit Rahmenstanzung, fester Seitenrand. Raumgewicht 40 kg/m ³
Unterseite:	10 cm Kaltschaumkern mit 7-Zonen wellenförmigen Lammellenschnitt in der Oberschicht, Raumgewicht 40 kg/m ³
Format:	90 x 200 x 14 cm
<u>Bezug:</u>	Ringsum-Hygienebezug Semy – schwerentflammbar. OEKO-TEX® Standard 100 Klasse 2

Eigenschaften:

Die Oberseite sorgt durch die patentierte Rhombo-therm Stanzung für eine weiche Aufnahme der Körperkontur im Bereich der Liegefläche. Im Randbereich hingegen wurde die Stanzung ausgespart, was zu mehr Sicherheit und Stabilität beim Sitzen am Rand bietet. Die Matratzenbasis bildet ein Kaltschaumkern mit wellenförmiger 7-Zonen-Schnitttechnik. Diese fördert die körperzonengerechte Aufnahme und verleiht dem Körper die notwendige Stütze. Der offene Aufbau fördert zudem ein trockenes Klima und erholsamen Schlaf.

Anwendungsbereich: **Dekubitusprophylaxe, Wirbelsäulenmatratze**

Empfohlen bis ca. 120 kg / BMI 40