

## PFLEGEMATRATZE *Rhomb-Care*<sup>®</sup> Therm



### Matratzenkonstruktion:

Material:	100% PU-Schaumstoff hergestellt im Kaltschaumverfahren,
Oberseite:	4 cm Rhombo- <b>therm</b> <sup>®</sup> mit Rahmenstanzung fester Seitenrand.
Unterseite:	Raumgewicht 50 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte 4,0 kPa 8 cm Kaltschaumkern mit 7-Zonen wellenförmigen Lamellenschnitt in der Oberschicht
Format:	Raumgewicht 40 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte 4,0 – 4,5 kPa 90 x 200 x 12 cm

### Bezüge:

wählen Sie aus verschiedensten Bezugsmöglichkeiten:  
z.B.: Fein-Jerseybezug, Hygienebezug Semy-Jersey,  
Ringsum-Hygienebezug Semy, oder  
Hygienebezug Semy Plus mit Evakuierungsausstattung

### Eigenschaften:

Die Oberseite sorgt durch die hohe Punktelastizität für eine gute Druckverteilung. Der wellenförmige 7-Zonen-Lamellenschnitt fördert die körperzonengerechte Aufnahme der Körperkontur und verleiht dem Körper die notwendige Stütze. Ein fester Seitenrand gewährleistet das sichere Querbettsitzen. Der offene Aufbau fördert zudem ein trockenes Klima und erholsamen Schlaf.

### Anwendungsbereich:                    **Dekubitusprophylaxe, Wirbelsäulenmatratze**

Empfohlen bis ca. 120 kg / BMI 40