

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhomb-Care*® Vitaflex PLUS



Matratzenkonstruktion:

Material:	100% PU-Schaumstoff hergestellt im Kaltschaumverfahren, schwerentflammbar DIN 597-1/2
Oberseite hellblau marmoriert:	4 cm Rhombo-Therm®soft mit Rahmenstanzung, Spezialschaum Skytherm RG 40
Mittelschicht gelb:	4 cm hochdynamische Zylinder, Seitenrandverstärkung RG 55 – 3,0 kPa
Unterseite:	7 cm mit Prismenschnitt, RG 50 - 4,0 kPa,
Format:	90x200x15 cm
Gewicht:	ca. 14 kg
<u>Bezüge:</u>	wählen Sie aus verschiedensten Bezugsmöglichkeiten: z.B.: Fein-Jerseybezug, Hygienebezug KLINTEX, Ringsum-Hygienebezug Semy Plus, oder Hygienebezug Semy Plus mit Evakuierungsausstattung

Eigenschaften:

- ✓ Bewegliche Zylinder fördern die Körperwahrnehmung und unterstützen die aktiven Bewegungen des Menschen.
- ✓ Höchste Druckreduzierung auch bei mittlerem bis hohem Körpergewicht. *(Klasse A, 80 kg und 120 kg, Studie Cert Berlin auf Anforderung)*
- ✓ Progressiver Aufbau unterstützt auch das Durchführen von passiven Bewegungen *(Umlagerung durch Health Professionals)*
- ✓ Randzonenverstärkung erleichtert sicheres Aufstehen und Mobilisieren.
- ✓ Hervorragende mikroklimatische Eigenschaften bedingen Wohlbefinden.

Einsatzbereich:

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag. (empfohlen bis BMI 40)