

MATRATZENSCHONER MEDI schwer entflammbar



Konfektion: mit Ringsumgummi
Format: passend auf Matratzen 90x190 cm – 100x200 cm
Farbe: weiß

Zusammensetzung:
Längselastisches Trägergestrick aus Polyester mit Polyurethanbeschichtung
enthält keine Latex- oder DEHP-Substanzen; 60 % PES / 40 % PU breath, flammhemmend

Eigenschaften:
beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.
Bakterien- und virendicht.

Aufbereitung:
Kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, chemisch reinigungsbeständig, dampfsterilisierbar.
Nicht mangeln, nicht wringen!

Technische Daten:

Flammhemmend (BS 7175 ; Crib5):	ja
Gewicht:	ca. 170 g/m ²
Dehnung (EN ISO 1421) Länge/Breite (%):	mind. 90 / 120
Reißfestigkeit (EN ISO 1421) Länge/Breite (N / 5 cm):	mind. 25/ 20
Wasserdichtheit (ISO 20811) in Neuzustand	mehr als 5000 mm Wassersäule
Wasserdichtheit (ISO 20811) nach 50 Wäschen	mehr als 2000 mm Wassersäule
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN-ISO 15496)	0,089 g/m ² Pa h
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN-ISO 15496)	4.408 g/m ² 24 h

Entsorgung: unbedenklich mit normalem Hausmüll