

MATRATZENSCHONER MEDILIND



Konfektion: mit Ringsumgummi
Format: passend auf Matratzen 90x190 cm – 100x200 cm
Farbe: weiß

Zusammensetzung:
Längselastisches Trägergestrick aus Polyester mit Polyurethanbeschichtung

Eigenschaften:
beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.
Bakterien- und virendicht.

Aufbereitung:
Kochfest 95°C, tumlerfest 100°C, chemisch reinigungsbeständig,
dampfsterilisierbar.
Nicht mangeln, nicht wringen!

Technische Daten:
Gewicht: ca. 170 g/m²
Wasserdichtheit > 3000 mm WS
Wasserdampfdurchlässigkeit: > 600 g/m²d

Entsorgung: unbedenklich mit normalem Hausmüll