

MATRATZENSCHONER NINO-KLIMA schwer entflammbar



Konfektion: mit Ringsumgummi
Format: passend auf Matratzen 90x190 cm – 100x200 cm
Farbe: weiß

Zusammensetzung:
Längs- u. querelastisches Trägergestrick aus Polyester mit Polyurethanbeschichtung
enthält keine Latex- oder DEHP-Substanzen; 42 % PES / 58 % PU breath, flammhemmend

Eigenschaften:
beständig gegen Blut, Urin, Fette und Desinfektionsmittel
bakterien- und virenundurchlässig, flammhemmend;

Aufbereitung:
Kochfest 95°C, trocknergeeignet, chemisch reinigungsbeständig, dampfsterilisierbar
Nicht mangeln, nicht wringen!

Technische Daten:

Flammhemmend (BS 7175 ; Crib5):	ja
Gewicht:	ca. 125 g/m ²
Dehnung (EN ISO 1421) Länge/Breite (%):	mind. 50 / 150
Reißfestigkeit (EN ISO 1421) Länge/Breite (N /5 cm):	mind. 15/ 5
Wasserdichtheit (ISO 20811) in Neuzustand	mehr als 5000 mm Wassersäule
Wasserdichtheit (ISO 20811) nach 50 Wäschen	mehr als 2000 mm Wassersäule
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN-ISO 15496)	0,141 g/m ² Pa h
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN-ISO 15496)	6.975 g/m ² 24 h

Entsorgung:
unbedenklich mit normalem Hausmüll