

PFLEGEMATRATZE *VISCO-SOFT*



Format:	90 x 200 x 14 cm
Oberseite:	Viskoelastischer Schaumstoff, Raumgewicht: 50 kg/m ³ , Eindruckhärte: 60 N, Höhe: 6 cm
Seitenrandverstärkung:	Integrierte Seitenrandverstärkung, 7 cm breit:
PU-Kaltschaum, Stauchhärte:	5.0 kPa, Raumgewicht: 40 kg/m ³
Unterseite:	7-Zonen Rhombo-flex Bohrung, Höhe: 8 cm
PU-Kaltschaum, Stauchhärte:	4.0 kPa, Raumgewicht: 50 kg/m ³ ,
Hygienebezug:	wischdesinfizierbar, kochfest schwerentflammbar Crib 5, OEKO-TEX® Standard 100 Klasse 2

Eigenschaften:

Die Oberseite sorgt durch die 6 cm hohe Schicht aus viskoelastischem Schaum für eine perfekte Druckentlastung und nimmt die Körperkontur optimal auf. Durch die 7-Zonen Bohrung in der Unterseite werden ausgeprägte Körperpartien wie Schulter und Gesäß druckentlastend aufgenommen und optimal belüftet. Der verstärkte Seitenrand erleichtert das Aufstehen.

Einsatzbereich:

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und in der Dekubitustherapie (Stadium I bis III) ihren Beitrag.

Empfohlen bis ca. 140 kg / BMI 44