

HOSPITAL-TEXTIL STURZMATTE



<u>Format:</u>	70 x 160 x 5 cm
<u>Konfektion:</u>	mit Reißverschluss, Schaumstoff herausnehmbar. Faltbar.
<u>Farbe:</u>	Oberseite schwarz Unterseite grau
<u>Schaumstoff:</u>	Hochelastischer Polyurethanschaum
<u>Raumgewicht:</u>	60 kg / m ³
<u>Stauchhärte:</u>	9,0 kPa
<u>Bezugsstoff:</u>	Obermaterial 100% PES flammfest Unterseite 100 % PES mit PU Beschichtung rutschfest und flammfest
<u>Aufbereitung:</u>	Bezugsstoff geeignet für Wischdesinfektion, waschbar mit 60°C, lufttrocknen Schaumstoff waschbar mit 60°C