

## Rhombο-fill®

### ANTI-DEKUBITUS- und WEICHLAGERUNGAUFLAGE



Die superweiche Betauflage ist 9 cm stark und kann aufgrund ihrer intensiven Druckentlastung bei Personen mit Dekubitusrisiko und bei Schwergewichtigen eingesetzt werden. Durch die Kombination von 3 Auflagen lässt sich eine Liegefläche von 90 x 200 cm weich polstern.

Anwendungsbereich:

Zur Weichlagerung  
Bei schmerzempfindlichen Menschen  
Dekubitusprophylaxe

Format:

67 x 90 x 9 cm

Schutzbezüge:

aus Baumwolle und abwaschbar möglich