

Rhombo-Care® flexibel WEICHLAGERUNGAUFLAGE



Rhombo-Care® flexibel ist eine Weichlagerungsaufgabe gefertigt aus sehr weichem PU-Kaltschaum mit Rasterbohrung. Sie wirkt druckentlastend und ist hervorragend zur Dekubitusprophylaxe und zur unterstützenden Therapie bei chronischen Schmerzzuständen einsetzbar.

Anwendungsbereich:	Zur Weichlagerung Rheuma, Osteoporose Dekubitusprophylaxe
Eigenschaften:	Flüssigkeitsundurchlässig, dampfdurchlässig, konfektioniert mit vier Eckgummis und RV. Geeignet für Wischdesinfektion. Kochwaschbar, trocknerfest. Schwerentflammbar
Format:	90 x 200 x 7 cm