

Lagerungskissen

Basisprodukte der professionellen Lagerung

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Das Universalkissen ist optimal voluminös aufgrund seines eingearbeiteten Seitenbodens. Es kann vielfältig zur druckentlastenden Weich- oder Freilagerung verwendet werden.

Rhombο-fill® Universalkissen

- Vielseitig einsetzbar
- Weichlagerung und Freilagerung
- Umlagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Bezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
23 x 40	32.804	51.004	59.004	50.004
25 x 80	32.805	51.105	59.105	50.105
40 x 60	32.818	51.018	59.018	50.018
45 x 80	32.823	51.023	59.023	50.023

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1009



Lagerungs-
kissen



Das Lagerungskissen ist vielseitig einsetzbar wie z. B. zur stabilisierenden Lagerung, zur unterstützenden Lagerung oder zum Hochlagern von Gliedmaßen.

Rhombο-med® Lagerungskissen

- Vielseitig einsetzbar
- Stabilisierende Lagerung
- Möglichkeit der Hochlagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
20 x 30	40.202	51.002	59.002	50.002
25 x 80	40.205	51.005	59.005	50.005
30 x 40	40.206	51.006	59.006	50.006
40 x 60	40.218	51.118	59.118	50.118
40 x 80	40.219	51.019	59.019	50.019
45 x 90	40.275	51.075	59.075	50.075
50 x 70	40.226	51.026	59.026	50.026

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1011



Rhombο-med® Lagerungskissen mit Seitenboden

- Stabilisierende Lagerung
- Besonders langes Kissen zum Lagern des gesamten Beines
- Fördert die Körperwahrnehmung



Das Lagerungskissen mit Seitenboden ist besonders lang und voluminös. Es eignet sich deshalb zum stabilisierenden Lagern des gesamten Beines wie z. B. in der 135°-Lage.

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
55 x 90	42.876	51.076	59.076	50.076

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1010



Lagerungskissen

Basisprodukte der professionellen Lagerung

Rhombo-fill®
 Soft und elastisch.
 Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®
 Anschmiegsam und stützend.
 Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombo-fill® Universalhörnchen

- Zur Unterstützung verschiedener Körperbereiche
- Zur Weich- und Freilagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 40	32.586	51.086	59.086	50.086

Das Universalhörnchen dient im Liegen zur Unterstützung der Halswirbelsäule. Das Kissen kann auch zur Weichlagerung im Gesäßbereich eingesetzt werden.



Rhombo-fill® ovale Rolle

- Zur Weichlagerung einzelner Körperpartien

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 14 x 22 x 55	32.781	51.081	59.081	50.081

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1008

Die ovale Rolle dient zur Weichlagerung einzelner Körperpartien und kann zur Kontrakturrenprophylaxe eingesetzt werden.



Rhombo-fill® Lagerungsring

- Zur lokalen Weich- bzw. Freilagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 20	32.484	51.084	59.084	50.084

Der Lagerungsring dient zur lokalen Druckentlastung von Ferse, Knöchel, Ellenbogen, Knie, Hand und Ohr. Er kann auch in der Seitenlage zwischen den Knien zur Druckentlastung eingesetzt werden sowie zur Druckentlastung der Schulter in der 135°-Lage. Bei besonderer Empfindlichkeit in Kombination mit einem Schutzbezug verwenden.



Lagerungs-
kissen