

Die Bezug-Materialien

Schutzbezüge für Positionierungskissen

RHOMBO-MEDICAL® Schutzbezug abwaschbar

Die angebotenen, abwaschbaren Schutzbezüge sind hochwertige, elastische Hygienebezüge und bestehen aus einem polyurethankaschierten Jersey. Die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Klima. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Material: 100% PES mit PU-Beschichtung
Farbe: creme-weiß

- Atmungsaktiv
- Klimaregulierend
- Elastisch
- Wasserdicht
- Bakterien- und virendicht
- Desinfizierbar/Wischdesinfektion
- PVC-frei
- Kochwaschbar



bakterien- & virendicht



RHOMBO-MEDICAL® Climate soft®

Die angebotenen Hygienebezüge sind wasserdicht, atmungsaktiv und verfügen dennoch über einen angenehmen, sehr textilen Charakter. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Material: 100 % PES Strickware, laminiert mit 100 % PU-Membrane
Farbe: aqua-türkis

- Atmungsaktiv
- Klimaregulierend
- Super elastisch
- Wasserdicht
- Hoch Wasserdampfdurchlässig
- PVC-frei
- Kochwaschbar
- Trocknergeeignet



wasserdicht & hautsympathisch



Positionierungs-
kissen-Sets

RHOMBO-MEDICAL® Baumwollschutzbezug

Die angebotenen Baumwollschutzbezüge bestehen aus einem sehr glatten, hochwertigen Mako-Jersey und sind besonders weich, anschmiegsam und hautsympathisch. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Material: 100% Baumwolle
Farbe: creme

- Weich und anschmiegsam
- Hautsympathisch
- Kochwaschbar



anschmiegsam & hautsympathisch

