

Lagerungskissen

Multifunktionale Lagerungskissen

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstüchchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstüchchen mit Polsterperlen.

Rhombο-med® Multikissen (gekammertes Beinkissen)



- Multifunktional einsetzbar
- Hochlagern von Extremitäten
- Einsetzbar zur Um- und Freilagerung sowie zur unterstützenden Lagerung
- Bobath-Lagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
75 x 75	43.077	51.077	59.077	50.077

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.0008

Das Multikissen ist aufgrund seiner gekammerten Form multifunktional einsetzbar, ob zur Rolle geformt oder aufgeschüttelt als Rampe, zur Verwendung für die Arm-, Rücken- und Beinpartie.

Venenleiden, Ödembildung, Dekubitusprophylaxe insbesondere der Fersen



Lagerungs-
kissen

Rhombο-fill® Komfortkissen (Gesäßkissen)



- Weichlagerung und partielle Freilagerung
- Einsetzbar in Sitz- und Liegeposition

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
60 x 75	33.132	51.032	59.032	50.032

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1002

Das Komfortkissen wurde zur Weichlagerung des Gesäßes entwickelt. Die speziell geformte Aussparung dient zur Freilagerung der gefährdeten Region in Liege- oder Sitzposition. Auch hervorragend als Rückenkissen im Sitzen geeignet zum Schutz der Wirbelsäule vor Druckbelastungen.

Hämorrhoiden, Analläsionen, nach gyn. OP, Kachexie (im Sitzen), Skoliose, Dekubitusprophylaxe im Steißbereich

