

Sitzkissen

Rollstuhl- und Rückenkissen

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.




Rhombο-therm® soft Kissen

- Samtweiche Oberfläche durch Veloursbezug
- Stabiles Sitzen durch Antirutschfläche an der Unterseite
- Erleichtertes Aufstehen durch 10 cm Höhe
- Weiches einsinken durch Soft-therm Auflage
- Gute Belüftung des Kerns
- Für erleichtertes Aufstehen, druckverteilende Wirkung, angenehme Höhe für kleinere Menschen

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug abwaschbar
43 x 43 x 10	34.422	59.422

Das komfortable Sitzkissen schafft durch seine Konstruktion eine angenehme Sitzhöhe. Die Oberfläche ist aus spezialisiertem Schaum gearbeitet, der die Körperkontur spürbar sanft und punktelastisch aufnimmt und unterstützt. Dadurch ist ein weiches Einsinken garantiert. Zugleich ist durch das patentierte Verfahren der Schnitttechnik von Rhombo-therm eine gleichmäßig gute Belüftung gegeben. Das erhöhte, sichere Sitzen wird durch den kuscheligen Velours auf der einen Seite und die Antirutschfläche auf der anderen Seite sehr gut gewährleistet.



Rhombο-fill® Rollstuhl-Rückenpolster

- Gute Klimatisierung und Feuchtigkeitsregulierung
- Druckentlastung
- Weiche Unterstützung
- Höherer Sitzkomfort
- Stuhl und Rollstuhl geeignet

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
40 x 57	31.617	53.017	59.017

Das Rollstuhl-Rückenpolster ist sehr formstabil. Es polstert weich die Rückenpartie und bietet Druckentlastung. Das Rückenpolster wird mit Klettband an der Rückenlehne befestigt.

Sitzkissen

Sitz- und Rollstuhlkissen

Gesäßkissen

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.



Rhombo-fill® Arthrosekissen

- Ergonomische Sitzposition
- Erleichtert das Aufstehen aus Sitzmöbeln
- Fördert hüftschonendes Sitzen
- Weiches Einsinken des Gesäßes
- Druckentlastung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
42 x 44	33.820	53.020	59.020

Bei Arthrose der Hüftgelenke hat sich das Arthrose-Sitzkissen als praktische Alltagshilfe bewährt, da es ein gelenkschonendes Sitzen fördert und das Aufstehen erleichtert. Gesäß und Oberschenkel sinken sanft in das Kissen ein, so bleibt die Sitzhaltung auch nach vielen Stunden bequem.

Rhombo-fill® Kissen zur Sitzerhöhung

- Erleichtert das Aufstehen aus Sitzmöbeln
- Fester Kern mit weicher Oberfläche
- Weiches Einsinken des Gesäßes
- Bewegungsunterstützung
- Auch als Rollstuhlkissen verwendbar

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
43 x 43 x 8	34.622	53.022	59.022

Das Kissen zur Sitzerhöhung bietet hohen Sitzkomfort mit sehr guter Druckentlastung dank des Schaumstoffkerns und der 5-fach gekammerten Polsterung.

Sitz-/Roll-
stuhlkissen