

Positionierungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombo-fill® Ohrfreilagerungsring

- Freilagerung des Ohres
- Anpassung an den Nacken
- Ideal für die Seitenlage
- Große Öffnung ca. 12 cm

Dieser Lagerungsring besteht aus weichem Rhombo-fill Material. Die große Öffnung (ca. 12 cm) lässt auch die im Alter noch wachsenden Ohren frei. Damit lässt sich der Mensch gut positionieren bei gleichzeitiger Unterstützung des Nackens.

Leiden im Ohrbereich, Prophylaxe Dekubitus der Ohrmuschel

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
ca. Ø 30	32.688	51.688	59.688	50.688



Rhombo-med® HWS-Zervikal-Ring

- Zur Ruhigstellung
- Zur Freilagerung



Der HWS-Zervikal-Ring dient zur weitgehenden Ruhigstellung des Kopfes und des Nackenbereichs in Rücken- und Seitenlage.

Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich, Schleudertrauma

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 50	41.387	51.087	59.087	50.087



Rhombo-med® Kopfhörnchen

- Zur stabilisierten und gesicherten Freilagerung des Kopfes
- Größe durch Klettverschluss variabel, somit anpassbar an die Kopfgröße
- Lieferung inkl. Baumwoll-Schutzbezug



Das Kopfhörnchen dient zur stabilisierenden Lagerung des Kopfes und wird stets inkl. Baumwoll-Schutzbezug geliefert. Durch den Klettverschluss kann das Kopfhörnchen individuell an die Größe des Kopfes angepasst werden.

Dekubitusprophylaxe des Hinterhauptes, Beatmungspatienten, Terminalpflege

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 36	43.685	51.085	59.085	50.085



Positionierungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombο-fill®
 Soft und elastisch.
 Luftzellenstüchchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®
 Anschmiegsam und stützend.
 Luftzellenstüchchen mit Polsterperlen.



Rhombο-med® Stufenbettkissen

- Zum Hochlagern der Beine
- Optimiertes Strecken der Wirbelsäule
- Entlastung der Lendenwirbel
- Unterstützt den venösen Blutfluss
- Schmiegt sich gut an die Beinform an
- Rundum abwaschbare Hülle

Das Kissen dient zum Hochlagern der Beine in der Stufenbettlage. Die Wirbelsäule wird entlastet, die Bandscheiben können sich optimal regenerieren. Durch einfaches Drehen kann das Kissen an unterschiedliche Beinlängen angepasst werden.

Bandscheibenvorfall, Ischialgien

Größe in cm	Art.-Nr.
50 x 50 x 38	43.424



Positionierungskissen



Rhombο-med® Rückenstützkissen mit Fahne

- Gesicherte, stabilisierte Lagerung

Das Rückenstützkissen mit Fahne stabilisiert und stützt in 30°-Lage. Der zu pflegende Mensch liegt auf der Kissenfahne und sichert mit seinem eigenen Körpergewicht das Kissen vor dem Verrutschen.

Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe bei unruhigen Menschen

Größe in cm	Art.-Nr.
80 x 60	41.934
90 x 65	41.937

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1007



Rhombο-fill® Sitzring

- Weich- bzw. lokale Freilagerung
- Druckentlastung im Gesäßbereich
- Öffnung ca. 13 cm

Der Sitzring dient zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich. Er wird, abhängig vom Körpergewicht des Anwenders, in zwei Volumengrößen angeboten: ohne Seitenboden bis 60 kg Körpergewicht und mit Seitenboden über 60 kg Körpergewicht.

Analläsionen, nach gyn. OP, Hämorrhoiden, Dekubitusprophylaxe

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
ab 60 kg Ø 50/12	31.188	51.188	59.188	50.188
bis 60 kg Ø 50/12	31.088	51.088	59.088	50.088



Positionierungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombofill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombomed®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombomed® Venenkissen

- Optimiertes Hochlagern der Beine
- Schmiegt sich lückenlos an die individuelle Beinform an
- Entlastung der Lendenwirbel
- Unterstützt den venösen Blutfluss
- Version 1 mit festem Kern, anschmiegsam
- Version 2 nur mit Rhombomed gefüllt, flexibel einsetzbar

Das Venenkissen unterstützt die therapeutische Lagerung der Beine bei venös bedingten Beschwerden, der venöse Blutfluss wird verbessert und es kann zur Entlastung der Wirbelsäule eingesetzt werden.

*Venenleiden, Lendenwirbelleiden, Ödem-
bildung in den Beinen, Thrombose,
Krampfadern, Wadenmuskelkrämpfe,
müde, geschwollene Beine*

Artikel	Art.-Nr.	Ausführung 1	Ausführung 1	Ausführung 2	Ausführung 2
Größe in cm		Schutzbezug	Schutzbezug	Schutzbezug	Schutzbezug
		abwaschbar	Climate Soft®	Baumwolle	abwaschbar
1	70 x 55 x 17	44.150	59.050		
2	69 x 63 x 20	44.140		51.040	59.040



Rhombomed® runde Rolle

- Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien



Die runde Rolle dient zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien. Insbesondere unter den Knien anzuwenden.

*Bauchschmerzen, Entspannung der Bauch-
decke, Entlastung der Lendenwirbelsäule
in Rückenlage*

Größe	Art.-Nr.	passender	passender	passender
in cm		Schutzbezug	Schutzbezug	Schutzbezug
		Baumwolle	abwaschbar	Climate Soft®
Ø 18 x 55	42.983	51.183	59.183	50.183



Rhombomed® Unterschenkel-Manschette

- Besondere Freilagerung der Ferse durch Fixierungsmöglichkeit
- Starke Bewegungen werden verhindert



Die Unterschenkel-Manschette dient zur Freilagerung der Ferse. Die weich gepolsterte Befestigungsmanschette wird sicher am Unterschenkel fixiert.

*Freilagerung zur Dekubitusprophylaxe bei
Demenz*

Größe	Art.-Nr.
in cm	
55 x 20 x 8	30.328



Positionierungs-
kissen

Positionierungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombo-fill®
Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®
Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombo-med® Entspannungskissen

- Sehr gute Anpassung an den Körper
- Fördert das Wohlbefinden
- Unterstützt die Wahrnehmung

Das Kissen kann an unterschiedlichen Positionen des Körpers eingesetzt werden. Insbesondere unter dem Arm positioniert kann es Geborgenheit vermitteln. Doch das Kissen kann durch seine Form auch zwischen den Knien oder im Rücken eingesetzt die nötige Unterstützung gewährleisten.

Menschen mit eingeschränkter Bewegung, ältere Menschen, Menschen mit einer körperlichen Behinderung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Baumwoll- Bezug	passender Hygienebezug (Semy)	passender Bezug Climate Soft®
30 x 65	46.700	51.701	59.701	50.701



Positionierungs-
kissen




Rhombo-med® Unterarm-Manschette

- Hochlagerung des Unterarms
- Gesicherte Positionierung des Unterarms

Die weich gepolsterte Befestigungsmanschette des Kissens fixiert sicher den Unterarm.

Infusionstherapie, Ödembildung

Größe in cm	Art.-Nr.
40 x 16 x 13	40.612



Rhombo-med® Armrampe

- Hochlagerung von Extremitäten

Die Armrampe dient zur ruhigstellenden Lagerung des gesamten Armes oder auch nur des Unterarmes.

Kontrakturrephylaxe, Ödembildung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
35 x 20 x 12	40.707	51.007	59.007	50.007
80 x 25 x 25	40.744	51.044	59.044	50.044

