

SCHWERLASTMATRATZE *Rhombi-Care*[®] Heavy Therm



Die *Rhombi-Care*[®] **Heavy Therm** ist eine Anti-Dekubitus-Matratze, die speziell für schwergewichtige Menschen ab einem Körpergewicht von 140 kg konzipiert wurde. Sie ist wie die *Rhombi-Care*[®] **Therm Plus**, auf den Prinzip des dreischichtigen Aufbaus entwickelt. Die Oberseite nimmt mit hoher Punktelastizität die Körperkonturen auf. Die mittlere Schicht besteht aus einem festen Schaum mit besonders hoher Tragfähigkeit. Die Matratzenbasis bildet ein sehr kompakter Kaltschaum mit hoher Stützkraft, welcher die Beweglichkeit des Körpers fördert.

Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger Kaltschaum
Matratzenbasis:	8 cm Kaltschaum, RG 50
Liegefläche:	6 cm Kaltschaum, RG 60 4 cm Rhombi-Therm [®] soft mit Rahmenstanzung, Spezialschaum Skytherm RG 40
Bezug:	Hygienebezug Semy-Plus mit 3-seitigem RV
Format:	90x200x18 cm (weiter Größen auf Anfrage)

Eigenschaften:

Die feste Mittelschicht der *Rhombi-Care*[®] **Heavy Therm** wurde speziell für Nutzer zwischen 140 kg und 240 kg entwickelt. Auch auf das Matratzenformat wurde Rücksicht genommen und Größen bis 120x200x18 cm sind verfügbar.

Einsatzbereich:

**Spezielle Entwicklung zur Optimierung des Schlafkomforts für schwergewichtige Menschen.
Ideal für den Einsatz in Schwerlastpflegebetten.**