

HYGIENEBEZUG *Rhomb-Care*[®] Semy



Rhomb-Care[®] Semy ist ein qualitativ hochwertiger längselastischer Rundum-Hygienebezug aus einem polyurethankedierten PES-Jersey. Die mikrofeine atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Schlafklima und einen hohen Liegekomfort. Verdeckter Reißverschluss an 3 Seiten für leichtes Einziehen

- schwer entflammbar - BS 7175 (1989)
- kochfest 95°C, tumblerfest 100°C
- chemisch reinigungsbeständig,
- dampfsterilisierbar
- Beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.

Technische Daten Hygienematerial:

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| • Gewicht | ISO 3801/5 1977 | ca. 160 g/m ² |
| • Höchstzugkraft Kette | ISO 13934 1999 | > 600 N/5 cm |
| • Höchstzugkraft Schuss | ISO 13934 1999 | > 180 N/5 cm |
| • Weiterreissfestigkeit Kette | ISO 4874A1 1977 | > 50 N |
| • Weiterreissfestigkeit Schuss | ISO 4874A1 1977 | > 35 N |
| • Wasserdichtheit vor waschen | ISO 811 1981 | ca. 2000 mm |
| • Wasserdichtheit nach waschen | ISO 811 1981 | ca. 2000 mm |
| • Wasserdampfdurchlässigkeit | | ca. 500 g/m ² d |
| • Bakteriendicht | ATCC 6538 | OK |
| • Schimmelbeständig | ATCC 9642 | OK |

Entsorgung: unbedenklich mit normalem Hausmüll