


HYGIENEBEZUG *Rhombo-Care*® Semy-Jersey



Die Oberseite des *Rhombo-Care*® **Semy-Jersey** Hygienebezuges besteht aus einem qualitativ hochwertiger längselastischer polyurethankaschierten PES-Jersey. Die mikrofeine atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Schlafklima und einen hohen Liegekomfort. Die Unterseite besteht aus einem hellblauen, 100 % Feinjersey mit Tragegriffen. Verdeckter Reißverschluss an 3 Seiten für leichtes Einziehen

- Hygienematerial schwer entflammbar - BS 7175 (1989)
- kochfest 95°C, tumblerfest 100°C
- chemisch reinigungsbeständig,
- dampfsterilisierbar
- beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.

Technische Daten Hygienematerial:

• Gewicht	ISO 3801/5 1977	ca. 160 g/m ²
• Höchstzugkraft Kette	ISO 13934 1999	> 600 N/5 cm
• Höchstzugkraft Schuss	ISO 13934 1999	> 180 N/5 cm
• Weiterreissfestigkeit Kette	ISO 4874A1 1977	> 50 N
• Weiterreissfestigkeit Schuss	ISO 4874A1 1977	> 35 N
• Wasserdichtheit vor waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
• Wasserdichtheit nach waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
• Wasserdampfdurchlässigkeit		ca. 500 g/m ² d
• Bakteriendicht	ATCC 6538	OK
• Schimmelbeständig	ATCC 9642	OK

Entsorgung: unbedenklich mit normalem Hausmüll