

HYGIENEBEZUG *Rhomb-Care*® Semy-Plus mit Evakuierungsausstattung



Der Bezug schützt die Matratze vor Einnässen und sichert eine schnelle Evakuierung von Patienten in Brand- und Gefahrensituationen. Im Handumdrehen wird der Patient mit den integrierten Sicherungsgurten fixiert. Mit den angebrachten Griffschlaufen am Bezug, kann der fixierte Patient samt Matratze durch eine Person evakuiert werden.

- Evakuierung mit nur einer Person möglich
- stabile Transportschlaufen nach (DIN EN 1865:1999)
- Belastung bis 2500N, ca. 120 kg Patientengewicht
- stabile Patienten Sicherungsgurte mit Klettverschluss
- gleitfähige Unterseite

Nach dem Einsatz muss der EVA-Bezug getauscht werden!

Oberseite und seitlich:

Polyurethan kaschiertes Textil – schwerentflammbar, Farbe dunkelblau Flüssigkeitsundurchlässig, dampfdurchlässig, wischdesinfizierbar, kochwaschbar

Unterteil:

100% Polyester, Leinwandbindung, mit seitlich angebrachten Gurtbändern incl. Klettverschluss. Auf der Unterseite – über die Länge - fest aufgenähte Gurtbänder incl. Griffschlaufen. Diese Bänder dienen zur Stabilisierung der Webware u. garantieren – im Bedarfsfalle - einen sicheren Transport der zu evakuierenden Person. Beide Komponenten sind durch einen verdeckten Reißverschluss miteinander verbunden.