


HOSPITAL-TEXTIL Sturzmatte



<u>Format:</u>	70 x 160 x 5 cm
<u>Konfektion:</u>	mit Reisverschluss Schaumstoff herausnehmbar faltbar (Format 70 x 80 x 10 cm)
<u>Farbe:</u>	Oberseite schwarz Unterseite grau
<u>Schaumstoff:</u>	hochelastischer Polyurethanschaum Raumgewicht 60 kg/m ³ Stauchhärte 9,0 kPa
<u>Bezugsstoff:</u>	Obermaterial 100 % PES flammfest Unterseite 100% PES mit PUR Beschichtung rutschfest und flammfest
<u>Aufbereitung:</u>	Bezugsstoff geeignet für Wischdesinfektion waschbar bis 60°C lufttrocknen Schaumstoff waschbar bis 60°C