

PFLEGEMATRATZE *Rhomb-Care*[®] Therm



Die *Rhomb-Care*[®] Therm ist eine Pflegematratze mit optimaler Balance von Druckverteilung und Körperunterstützung.

Matratzenkonstruktion:

Material:	100% PUR Kaltschaum
Matratzenbasis:	8 cm mit 7-Zonen wellenförmigen Lammellenschnitt, RG 40, Stauchhärte 4,0-4,5 kPa
Liegefläche:	4 cm Rhomb-Therm [®] mit Rahmenstanzung, RG 50, Stauchhärte 4,0 kPa
Bezüge:	Kombinieren Sie die Matratze Rhomb-Care [®] Therm mit zwei verschiedenen Bezügen Jersey oder Semy/Jersey
Format:	90x200x12 cm (weiter Größen auf Anfrage)

Eigenschaften:

Die Oberseite sorgt durch die hohe Punktelastizität für eine gute Druckverteilung. Der wellenförmige 7-Zonen-Lamellenschnitt fördert die körperzonengerechte Aufnahme der Körperkontur und verleiht dem Körper die notwendige Stütze. Ein fester Seitenrand gewährleistet das sichere Querbettsetzen. Der offene Aufbau fördert zudem ein trockenes Klima und erholsamen Schlaf.

Einsatzbereich:

**Die Matratze leistet einen Beitrag in der Dekubitusprophylaxe und unterstützt durch den progressiven Aufbau die Wirbelsäule und exponierte Körperstellen. Hervorragend bewährt in der Kurzzeitpflege.
(empfohlen bis BMI 40)**