

## ANTI-DEKUBITUS-WENDEMATRATZE *Rhomb-Care® Therm Eco*



Die *Rhomb-Care® Therm Eco* kombiniert die Vorteile einer Anti-Dekubitus-Matratze mit der Möglichkeit auch ein festeres Liegegefühl zu bieten. Die beidseitig angebrachten Wendeschlaufen ermöglichen ohne großen Aufwand die Matratze im Bett zu wenden und so Zeit- und Ressourcensparend auf unterschiedliche Liegebedürfnisse einzugehen.

### Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger PUR Kaltschaum
Matratzenbasis:	10 cm 7-Zonen wellenförmiger Lammellenschnitt, RG 40
Liegefläche:	4 cm Rhomb-Therm® green mit Rahmenstanzung, RG 40 mit Randzonenverstärkung
Bezug:	Ringsum-Hygienebezug Semy – zweifarbig mit Wendeschlaufen kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, 3-seitiger Reißverschluss beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel schwerentflammbar: BS 7175 weiße Seite: = weicher dunkle Seite: = fester
Format:	90x200x14 cm (weiter Größen auf Anfrage)

### Eigenschaften:

Zweifarbiger Semy-Hygienebezug erleichtert durch sofortige Wahrnehmung den richtigen Einsatz der Matratze. Die weiche (helle) Matratzenseite leistet ihren Beitrag in der Dekubitustherapie bis Grad II. Die festere (dunkle) Matratzenseite bietet auf Wunsch ein festeres Liegegefühl.

### Einsatzbereich:

**Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu mittlerem Dekubitusrisiko und in der Dekubitustherapie (Stadium I bis II) ihren Beitrag (empfohlen bis BMI 40)**