

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhombo-Care*[®] Therm Plus bis 200 kg Körpergewicht



Die *Rhombo-Care*[®] Therm Plus bis 200 kg Körpergewicht besitzt einen dreischichtig progressiven Aufbau - von sehr weich, über mittelfest bis fest. Das *Rhombo-Therm*[®] (Skytherm) leitet weich zur nächsten etwas festeren Matratzenmitte über bis zur Matratzenbasis, die die höchste Materialfestigkeit aufweist. Der festere Seitenrand erleichtert das Aufstehen aus der sitzenden Position vom Bettrand.

Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger Kaltschaum
Matratzenbasis:	10 cm Rhombo-Flex Kaltschaum mit vertikaler Belüftung, RG 55
Liegefläche:	3 cm 7-Zonen Rhombo-Flex Kaltschaum mit vertikaler Belüftung, RG 55 mit Randzonenverstärkung 3 cm spezieller <i>Rhombo-Therm</i> [®] -Auflage „Skytherm“
Bezug:	Hygienebezug Semy Plus mit 3-seitigem RV
Format:	90x200x16 cm (weiter Größen auf Anfrage)

Eigenschaften:

Der Basiskern mit seiner Höhe von 10cm ermöglicht eine noch bessere Aufnahme von Personen mit hohem Körpergewicht bis 200 kg.

Einsatzbereich:

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag. Durch den progressiven Aufbau unterstützt die Matratze bis zu einem Körpergewicht von 200 kg.