

KOPFPOLSTER Rhombo-Fill®



Der **Rhomb-Fill®** Kopfpolster ermöglicht ein sanftes Einsinken und stützt dabei gleichzeitig. Die stützende Wirkung bleibt dank hochelastischer Luftzellenstäbchen dauerhaft erhalten. Er lässt sich leicht aufschütteln und erfüllt höchste Hygienestandards.

Der Kopfpolster ist auch als schwer entflammbare Variante lieferbar.

- kochfest 95°C
- trocknergeeignet bis 100°C
- leicht aufzuschütteln
- langlebig und strapazierfähig

Materialzusammensetzung:

- Inlett: 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Füllung: rhombisch geschnittene Luftzellenstäbchen aus PUR
hochelastisch mit guter Stützkraft
staubfrei und antiallergen

Größe und Füllgewicht:

- 40x40 cm 210g
- 40x60 cm 390g
- 40x80 cm 600g
- 60x80 cm 850g
- 70x90 cm 1240g
- weitere Größen auf Anfrage