

BETTUNTERLAGE Blue PU



Die Bettunterlage **Blue PU** bietet eine Saugleistung von ca. **2100 ml**. Die Rückseite ist mit dem Saugvlies verschweißt (laminiert), die Liegefliege ist mit dem Saugvlies in Wellensteppung versteppt. Die gesamte Bettunterlage ist ringsum besonders haltbar gekettelt. Durch das geringe Gewicht lassen sich Waschkosten reduzieren. Die **Blue PU** ist gut stapelbar und erfordert einen geringen Platzbedarf im Lager oder in Wäschewägen. Durch die hochwertige Verarbeitung entsteht keine Peelingbildung auf der Liegefläche oder der Rückseite.

- Waschen 70°C, schonende Trocknung
- Keine Chlorbleiche
- wasserdichte, rutschfeste und geraute Rückseite
- wasserdampfdurchlässig
- abgerundete Ecken
- kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex und Formaldehyd

Materialzusammensetzung:

• Oberseite:	weißes Polyestergewirk (angeraut)	85 g/m ²
• Saugvlies:	65/35 Polyester/Rayon Fasermischung Nadelvlies	235 g/m ²
• Unterseite:	hellblaues Polyestergewirk (angeraut) mit wasserundurchlässiger Polyurethanbeschichtung	150 g/m ²

Format:

- 75 x 85 cm