

BETTUNTERLAGE Classic und Classic PLUS



Die Bettunterlage **Classic** bietet eine Saugleistung von ca. **2100 ml**. Die weiße Liegefläche besteht aus einem hochwertigen aufgerauten Polyestergewirk. Die Rückseite ist mit dem Saugvlies verschweißt (laminiert), die Liegefliege aus Polyester-Gewirk ist mit dem Saugvlies in Wellensteppung versteppt. Die gesamte Unterlage ist ringsum besonders haltbar gekettelt.

- Waschen 70°C, schonende Trocknung
- Keine Chlorbleiche
- wasserdichte, rutschfeste und geraute Rückseite
- wasserdampfdurchlässig
- abgerundete Ecken
- kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex und Formaldehyd

Materialzusammensetzung:

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| • Oberseite: | weißes Polyestergewirk (angeraut) | 85 g/m ² |
| • Saugvlies: | 65/35 Polyester/Rayon Fasermischung Nadelvlies | 235 g/m ² |
| • Unterseite: | hellblaues Polyestergewirk (angeraut) mit wasserundurchlässiger Polyurethanbeschichtung | 150 g/m ² |

Format:

- 75 x 85 cm

Classic PLUS:

- Konfektion, Eigenschaften und Materialzusammensetzung wie zuvor beschrieben
- zusätzliche Seitenteile (auf der kurzen Seite) mit je 50 cm zum fixieren