

BETTUNTERLAGE Fusion



Die Bettunterlage **Fusion** bietet eine Saugleistung von ca. **2400 ml**. Durch ihr ultradünnes Profil wird kaum die Wirkung von Antidekubitusmatratzen beeinflusst. Der Verzicht auf Steppnähte vermindert zusätzlich das Dekubitusrisiko. Die großen quadratischen Abmessungen reduzieren die Häufigkeit des Bettenmachens und bieten somit wirtschaftliche Vorteile. Die Rückseite ist mit dem Saugvlies verschweißt (laminiert), die Liegefliege aus Spezialpolyester-Gewirk ist mit dem Saugvlies ohne Nähte laminiert. Die **Fusion** ist gut stapelbar und erfordert einen geringen Platzbedarf im Lager oder in Wäschewägen. Durch die hochwertige Verarbeitung entsteht keine Peelingbildung auf der Liegefläche oder der Rückseite.

Die STAY DRY Oberfläche verhindert ein Rücknässen.

- Waschen 70° C, schonende Trocknung
- Keine Chlorbleiche
- wasserdichte, rutschfeste und geraute Rückseite
- wasserdampfdurchlässig
- abgerundete Ecken
- kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex und Formaldehyd
- „**FUSION**“ Aufdruck auf der Unterseite

Materialzusammensetzung:

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| • Oberseite: | türkises Polyestergewirk (angeraut) | 160 g/m ² |
| • Saugvlies: | 65/35 Polyester/Rayon Fasermischung Nadelvlies | 235 g/m ² |
| • Unterseite: | hellblaues Polyestergewirk (angeraut) mit wasserundurchlässiger Polyurethanbeschichtung | 150 g/m ² |

Format:

- 89 x 89 cm