

## BETTUNTERLAGE Large



Die Bettunterlage **Large** bietet eine Saugleistung von ca. **4200 ml** auf der gesamten Fläche verteilt. Die Rückseite ist mit dem Saugvlies verschweißt (laminiert), die Liegefläche ist mit dem Saugvlies in Wellensteppung versteppt. Die gesamte Bettunterlage ist ringsum besonders haltbar gekettelt. Durch die hochwertige Verarbeitung entsteht keine Peelingbildung auf der Liegefläche oder der Rückseite.

**Aufgrund der Größe von 150 x 85 cm kann nahezu die gesamte Liegefläche abgedeckt werden.**

- Waschen 70°C, schonende Trocknung
- Keine Chlorbleiche
- wasserdichte, rutschfeste und geraute Rückseite
- wasserdampfdurchlässig
- abgerundete Ecken
- kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex und Formaldehyd

### **Materialzusammensetzung:**

• Oberseite:	weißes Polyestergewirk (angeraut)	85 g/m <sup>2</sup>
• Saugvlies:	65/35 Polyester/Rayon Fasermischung Nadelvlies	235 g/m <sup>2</sup>
• Unterseite:	hellblaues Polyestergewirk (angeraut) mit wasserundurchlässiger Polyurethanbeschichtung	150 g/m <sup>2</sup>

### **Format:**

- 150 x 85 cm