

BETTUNTERLAGE Super Dry



Die Bettunterlage **Super Dry** bietet eine Saugleistung von ca. **2400 ml**. Die weiche, besonders hautfreundliche Oberfläche verhindert ein Rücknässen und bleibt auch nach vielen Kochwäschen weich und frei von Peelings. Die Rückseite ist mit dem Saugvlies verschweißt (laminiert), die Liegefliege aus Polyester-Gewirk ist mit dem Saugvlies in Wellensteppung versteppt. Die gesamte Unterlage ist ringsum besonders haltbar gekettelt.

- Waschen 70°C, schonende Trocknung
- Keine Chlorbleiche
- wasserdichte, rutschfeste und geraute Rückseite
- wasserdampfdurchlässig
- abgerundete Ecken
- kein PVC, dioxinfrei, ohne Latex und Formaldehyd

Materialzusammensetzung:

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| • Oberseite: | türkises Microfaser Polyestergewirk (angeraut) | 160 g/m ² |
| • Saugvlies: | 65/35 Polyester/Rayon Fasermischung Nadelvlies | 235 g/m ² |
| • Unterseite: | hellblaues Polyestergewirk (angeraut) mit wasserundurchlässiger Polyurethanbeschichtung | 150 g/m ² |

Format:

- 75 x 85 cm

Super Dry PLUS:

- Konfektion, Eigenschaften und Materialzusammensetzung wie zuvor beschrieben
- zusätzliche Seitenteile (auf der kurzen Seite) mit je 50 cm zum fixieren