

## MATRATZENSCHONER MEDI schwer entflammbar



- beständig gegen Blut, Urin, Fette und Desinfektionsmittel
- bakterien- und virendurchlässig
- kochfest 95°C und tumblerfest 100°C
- chemisch reinigungsbeständig
- dampfsterilisierbar
- unbedenklich mit normalem Hausmüll entsorgbar

### **Materialzusammensetzung:**

- Längselastisches Trägergestrick aus Polyester mit Polyurethanbeschichtung
- enthält keine Latex- oder DEHP-Substanzen
- 60 % PES / 40 % PU breath
- Flammhemmend

### **Technische Daten:**

Flammhemmend (BS 7175; Crib5):	ja
Gewicht	ca. 170 g/m <sup>2</sup>
Dehnung (EN ISO 1421) Länge/Breite (%):	mind. 90 / 120
Reißfestigkeit (EN ISO 1421) Länge/Breite (N / 5 cm):	mind. 25/ 20
Wasserdichtheit (ISO 20811) in Neuzustand	mehr als 5000 mm Wassersäule
Wasserdichtheit (ISO 20811) nach 50 Wäschen	mehr als 2000 mm Wassersäule
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN-ISO 15496)	0,089 g/m <sup>2</sup> Pa h
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN-ISO 15496)	4.408 g/m <sup>2</sup> 24 h

### **Größe:**

- passend auf Matratzen 90x190 cm – 100x200 cm

### **Farben:**

- weiß