

MATRATZENSCHONER NINO-KLIMA



- beständig gegen Blut, Urin, Fette und Desinfektionsmittel
- bakterien- und virendurchlässig
- kochfest 95°C und tumblergeeignet bei niedriger thermischer Beanspruchung
- chemisch reinigungsbeständig - dampfsterilisierbar
- unbedenklich mit normalem Hausmüll entsorgbar
- schwerentflammbar nach Crib 5
- nicht bleichen/nicht bügeln

Materialzusammensetzung:

- Längs- u. querelastisches Trägergestrick aus Polyester mit Polyurethanbeschichtung
- enthält keine Latex- oder DEHP-Substanzen
- 45 % PE / 55 % PU breath

Technische Daten:

Gewicht (ISO 3801):	ca. 125 g/m ²
Zugfestigkeit (ISO 13934-1):	Kette 150 N / Schuss 100 N
Weiterreißfestigkeit (ISO 13937-1):	Kette 15 N / Schuss 15 N
Höchstzugkraftdehnung (ISO 13934-1):	Kette 140 % / Schuss 130 %
Wasserdichtheit (ISO 811):	mehr als 3000 mm WS
Wasserdampfdurchlässigkeit:	ca. 1500 g/m ² d DIN 53122

Größe:

- passend auf Matratzen 90x190 cm – 100x200 cm

Farben:

- weiß