

Das weiche Rhombio-therm® Soft Sitzkissen

- Erleichtert das Aufstehen aus der Sitzposition
- Gesichertes Sitzen dank Antirutsch-Unterseite
- Erhöhte Sitzposition
- Hervorragende Druckentlastung



Das Rhombio-therm® Soft Sitzkissen ist ein sehr komfortables Sitzkissen mit einem Zweikomponenten-Schaumstoffkern. Das Kissen nimmt die Körperkontur spürbar sanft und punktelastisch auf und garantiert dadurch ein weiches, druckentlastendes Einsinken. Die angenehme Sitzhöhe von 10 cm erleichtert das Aufstehen. Zugleich ist durch das patentierte Verfahren der Schnitttechnik der Rhombio-therm®-Auflage eine gleichmäßig gute Belüftung gegeben. Zwei Schaumkern-Varianten mit unterschiedlich fester Visko-Auflage, bei gleichbleibender Basis stehen zur Auswahl für unterschiedlich empfohlene Nutzergewichte. Der Bezug ist aus samtweichem Mikroplüsch gefertigt, abnehmbar und waschbar.

Bezug	Velours - 100 % Polyester	Verarbeitung	Unterseite mit Antirutsch-Beschichtung Spezielle Rhombio-therm® Stanzung auf der Oberseite
Füllung	Zweikomponenten-Schaumkern mit viskoleastischer Oberschicht		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i> PU-Schutzbezug Semy	
43 x 43 x 10	34.442	Soft Sitzkissen bis 80 kg	59.422
43 x 43 x 10	34.722	Soft Sitzkissen ab 80 kg	59.422



**STANDARD
100**
A20-1001
Hohenstein