

Das vielfältige

Rhombomedical® Grundlagerungs-Set

■ Vielfältige prophylaktische und therapeutische
Positionierungsmöglichkeiten


Das Grundlagerungs-Set ist die optimale Grundausstattung für die Pflege, da mit den einzelnen Kissen des Sets oder deren Kombination nahezu alle prophylaktischen und therapeutischen Lagerungen möglich sind. Frei- und Umlagern zur Dekubitusprophylaxe sind damit professionell möglich, wie auch das Vorbeugen von Kontrakturen. Alle Kissen des Sets sind komplett kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung	Original Rhombo-fill® u. Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
	99.005	Set bestehend aus:	95.105	95.905	95.005
60 x 75	33.132	RF® Komfortkissen			
45 x 80	32.823	RF® Universalkissen			
75 x 75	43.077	RM® Multikissen			


**STANDARD
100**
A20-1001
Hohenstein

Das druckentlastende Rhombomedical® Kissenbett-Set

- Weichlagerung und partielle Freilagerung
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Druckentlastend z.B. bei Schmerzpatienten, Terminalpflege, Osteoporose



Dieses Lagerungsset besteht aus 6 Rhombo-fill® Universalkissen, aus denen ein Kissenbett zur Weichlagerung und partiellen Freilagerung gelegt werden kann. Druckgefährdete Körperbereiche wie beispielsweise die Wirbelsäule, der Steiß und die Fersen können mit dem Set frei gelagert werden. Alle Kissen des Sets sind komplett kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung	Original Rhombo-fill® u. Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
	99.002	Set bestehend aus:	95.102	95.902	95.002
45 x 80	32.823	6 x RF® Universal- kissen			



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

Das sensorische Rhombomedical® Bobath-Kissenset

- Lagerung nach Bobath
- Sensorische Stimulation
- Förderung der Körperwahrnehmung



Das Bobath-Kissenset besteht aus sechs verschiedenen Kissen, die für den rehabilitativen Pflegeeinsatz nach Bobath ausgewählt wurden. Die Bobath-Lagerung zählt zu den Pflege- und Therapiekonzepten für Patienten mit Lähmungen, Störungen des Muskeltonus verursacht durch z. B. Schlaganfall, Hirnbluten oder andere Krankheiten des Zentralen-Nervensystems. Ziel ist es, den Patienten die von der Lähmung betroffene Körperseite bewusst zu machen, die Bewegungsfähigkeiten des Patienten zu aktivieren sowie z. B. einem Dekubitus und Kontrakturen vorzubeugen. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung	Original Rhombo-fill® u. Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
	99.011	Set bestehend aus:	95.111	95.911	95.011
45 x 80	21.323	RF® Nackenstützkissen			
55 x 90	42.876	RM® Kissen mit Boden			
90 x 65	41.937	RM® Kissen mit Fahne			
75 x 75	43.077	RM® Multikissen			
15 x 30	46.900	2 x RM® Rhombi			


STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

Das atemunterstützende Rhombomedical® AVT-Prophylaxe-Set

- Weichlagerung und partielle Freilagerung
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Fördert die Körperwahrnehmung



Das AVT-Prophylaxe-Set besteht aus zwei Rhombo-med® Lagerungskissen, die – zeitlich begrenzt – in A-, V- oder T-Form unter den Oberkörper platziert werden mit dem Ziel, eine bessere Belüftung von pneumoniegefährdeten Lungenbereichen zu erreichen. Durch die eingesetzte Rhombo-med® Füllung wird eine höhere Stabilität und somit der Effekt der Dehnung erreicht. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN *Beispiele*



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	siehe Beschreibungen der Einzelkissen		
Füllung	Original Rhombo-med®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
	99.004	Set bestehend aus:	95.104	95.904	95.004	
25 x 80	40.205	2 x RM® Lagerungs- kissen				



**STANDARD
100**
A20-1001
Hohenstein

Das fünfteilige Rhombomedical® Kinästhetik-Set I

- Zur kinästhetischen Lagerung / Positionierung
- Zur Basalen Stimulation
- Zur Mikrolagerung



Das Kinästhetik-Kissenset I ist die ideale Ausstattung zur Lagerung nach den Konzepten der Kinästhetik, der Basalen Stimulation und kann auch im Rahmen der Mikrolagerung eingesetzt werden. Es besteht aus der vielseitig einsetzbaren Rhomo-med Rolle zur Positionsunterstützung in 20x220cm, zwei Halbrollen und zwei Keilen für die Mikrolagerung nach Klein. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	siehe Beschreibungen der Einzelkissen		
Füllung	Original Rhombo-med®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
	99.017	Set bestehend aus:	95.117	95.917	95.017	
Ø 20 x 220	46.200	RM® Kinästhetik-Rolle				
25 x 9 x 4,5	46.300	2 x Halbrollen				
25 x 20 x 20	46.400	2 x Keile				


STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

Das fünfteilige Rhombomedical® Kinästhetik-Set II

- Zur Ruhigstellung von Kopf und Nacken
- Zur Freilagerung von Kopf und Nacken



Das Kinästhetik-Kissenset II ist die ideale Ausstattung zur Lagerung nach den Konzepten der Kinästhetik, der Basalen Stimulation und kann auch im Rahmen der Mikrolagerung eingesetzt werden. Es besteht aus der vielseitig einsetzbaren Rhomo-med Rolle zur Positionsunterstützung in 20x100cm, zwei Halbrollen und zwei Keilen für die Mikrolagerung nach Klein. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	siehe Beschreibungen der Einzelkissen		
Füllung	Original Rhombo-med®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
	99.027	Set bestehend aus:	95.127	95.927	95.027	
Ø 20 x100	46.100	RM® Kinästhetik-Rolle				
25 x 9 x 4,5	46.300	2 x Halbrollen				
25 x20 x20	46.400	2 x Keile				



**STANDARD
100**
A20-1001
Hohenstein

Das sanfte

Rhombo-medical®

Atemunterstützende-Set

■ Zur Ruhigstellung von Kopf und Nacken

■ Zur Freilagerung von Kopf und Nacken



Das Atemunterstützende-Set besteht aus zwei Rhombo-fill® Universalkissen und unterstützt die Atemhilfsmuskulatur z. B. bei chronischen Lungenerkrankungen. Ebenso eignet sich das Set zur Druckentlastung der Schultern. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
	99.008	Set bestehend aus:	95.108	95.908	95.008
25 x 80	32.805	2 x RF® Universal- kissen			


STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

Das flexible
Rhombomedical®
Sensorrollen-Set

- Zur Basalen Stimulation
- Zur Förderung der Körperwahrnehmung
- Zur stützenden und stabilisierenden Positionierung



Die beiden Sensorrollen als Set werden in Rückenlage seitlich neben dem Körper anmodelliert. Dadurch erhält der zu Pflegende eine Möglichkeit, seine Körpergrenzen zu spüren und sich dadurch wahrzunehmen. Alle Kissen des Sets sind komplett kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
	99.009	Set bestehend aus:	95.109	95.909	95.009
Ø 12 x250	46.600	2 x RM® Sensorrollen			



**STANDARD
100**
A20-1001
Hohenstein