

## ANTI-DEKUBITUS-WENDEMATRATZE *Rhombo-Care® Therm Eco*



Die *Rhombo-Care® Therm Eco* kombiniert die Vorteile einer Anti-Dekubitus-Matratze mit der Möglichkeit auch ein festeres Liegegefühl zu bieten. Die beidseitig angebrachten Wendeschlaufen ermöglichen ohne großen Aufwand die Matratze im Bett zu wenden und so Zeit- und Ressourcensparend auf unterschiedliche Liegebedürfnisse einzugehen.

### Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger PUR Kaltschaum
Matratzenbasis:	10 cm 7-Zonen wellenförmiger Lammellenschnitt, RG 40
Liegefläche:	4 cm Rhombo-Therm® green mit Rahmenstanzung, RG 40 mit Randzonenverstärkung
Bezug:	Ringsum-Hygienebezug Semy – zweifarbig mit Wendeschlaufen kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, 3-seitiger Reißverschluss beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel schwerentflammbar: BS 7175 weiße Seite: = weicher dunkle Seite: = fester
Format:	90x200x14 cm (weiter Größen auf Anfrage)

### Eigenschaften:

Zweifarbiger Semy-Hygienebezug erleichtert durch sofortige Wahrnehmung den richtigen Einsatz der Matratze. Die weiche (helle) Matratzenseite leistet ihren Beitrag in der Dekubitus-therapie bis Grad IV. Die festere (dunkle) Matratzenseite bietet auf Wunsch ein festeres Liegegefühl.

### Einsatzbereich:

**Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu mittlerem Dekubitusrisiko und in der Dekubitus-therapie (Stadium I bis IV) ihren Beitrag. (empfohlen bis BMI 40)**